



INFORME TÉCNICO

AGUJA HIPODÉRMICA **GlendMed®**

Autorizado por ANMAT PM-2403-22

CLASIFICACIÓN: CLASE II – Regla 6 de clasificación de productos médicos de la Disposición 2318/2002. Uso transitorio.

USO PREVISTO:

Utilizadas para inyección/transfusión, para la inyección de medicamentos y la toma de muestras de sangre. Para desempeñar la función mencionada el producto debe tener estas funciones: punción, conexión y transfusión.

MODELOS:

Calibres: de 18 a 30G.

MARCA: GLENDMED.

MATERIALES:

- Aguja: Punta tri-bicelada de acero inoxidable
- Capuchón protector de aguja de Poliestireno (PE) de grado médico
- Soporte de la Aguja de Polipropileno (PP) de grado médico

ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto debe permanecer en un área ventilada y seca. No exponer a temperaturas extremas.

El producto es estéril, NO tóxico, apirógeno si el envase no ha sido dañado o abierto.

VIDA ÚTIL


5 años desde la fecha de fabricación en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

PRESENTACIÓN

- Aguja Hipodérmica de un solo uso 18G pink - Caja x 100 unidades
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 19G cream - Caja x 100 unidades
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 20G yellow - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 21G green - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 22G black - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 23G blue - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 24G purple - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 25G orange - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 26G brown - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 27G grey - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 29G red - Caja x 100 unidades.
- Aguja Hipodérmica de un solo uso 30G yellow - Caja por 100 unidades.



DESCRIPCIÓN DEL MODELO



1 porta agujas; tubo de 2 agujas; 3 tapas (larga, media, corta, extracorta)